


**Pacjentka z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19
i SATURACJA < 94%**



Rozpocznij tlenoterapię bierną

Zwiększaj podaż tlenu aby uzyskać saturację 94-96%

(wąsy tlenowe 4l/min → maska bez rezerwuaru 6-10l/min → maska z rezerwuarem 10-15l/min)



Rozważ ułożenie pacjentki na brzuchu w celu poprawy oksygenacji

Rozpocznij regularną ocenę stanu pacjentki

Skala Wczesnego Ostrzegania Położnictwo (SWOP)



**Jeżeli brak poprawy lub krytyczna ocena
w Karcie Wczesnego Ostrzegania**

WEZWIJ POMOC!

Zastosuj optiflow 60l/min 100%O₂

**Ścisłe monitorowanie stanu pacjentki i reakcja na zmianę stanu
wg Skali Wczesnego Ostrzegania Położnictwo (SWOP)**